

كيس تصريف بول



NANCHANG YILI MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD

المكتب: المبنى رقم 101، مركز معارض غرينلاند الدولي، طريق جيولونغ 1177، مقاطعة هونغوتان، نانتشانغ، جيانغشي، الصين.

المصنع: حديقة جينشيان الصناعية الطبية، نانتشانغ، جيانغشي، الصين.

رقم الهاتف: +86-791-88252326 الفاكس +86-791-88251326 الرمز البريدي: 330046

البريد الإلكتروني: sales@yilimed.com

www.yili-medical.com



U.S. Department of Health & Human Services

Follow FDA | En Español

FDA U.S. FOOD & DRUG ADMINISTRATION

Home Food Drugs Medical Devices Radiation-Emitting Products Vaccines, Blood & Biologics Animal & Veterinary Cosmetics Tobacco Products

Establishment Registration & Device Listing

1 result found for **Establishment Registration** or FEI Number : 3027509309 Owner Operator Name : NANCHANG YILI MEDICAL

New Search

Establishment Name	Registration Number	Current Registration Yr
Nanchang Yili Medical Instrument Co., Ltd CHINA	3027509309	2023
Catheters, Suction, Tracheobronchial - Closed Suction Catheters; Suction Catheter		Manufacturer
Connector, Airway (Extension) - Laryngeal Mask		Manufacturer
Catheter, Nasal, Oxygen - Oxygen Tube		Manufacturer
Mask, Gas, Anesthetic - Anesthesia Mask		Manufacturer
Airway, Nasopharyngeal - Nasopharyngeal Airway		Manufacturer
Oral Airway Assist - Oropharyngeal Airway		Manufacturer
Suction Catheter Kit - Suction Connecting Tube		Manufacturer
Male External Catheterization Kit (Excludes Hiv Testing) - Male External Catheter		Manufacturer
Bag, Urine Collection, Leg, For External Use, Non-Sterile - Urine Bag		Manufacturer
Dressing, Wound, Hydrophilic - Acne Patch; Non Adherent Pad		Manufacturer
Bandage, Elastic - Bandage		Manufacturer

Can't find what you're looking for? [Try a new search](#)

Page Last Updated: 07/10/2023
 Note: If you need help accessing information in different file formats, see Instructions for Downloading Viewers and Players.
 Language Assistance Available: Español | 繁體中文 | Tiếng Việt | 한국어 | Tagalog | Русский | العربية | Kreyòl Ayisyen | Français | Polski | Português | Italiano | Deutsch | 日本語 | فارسی | English

TÜV Rheinland
LGA Products GmbH
Tillystraße 2, 90431 Nürnberg

Doc 1/3, Rev 6

Attachment to Certificate
 Registration No.: DD 60146267 0001
 Report No.: 50307115 002

Manufacturer: Nanchang Yili Medical Instrument Co., Ltd
 Room 908, 101# Building, JLH605-B01
 Greenland International Exp Center
 Jiulong Road 1177, Honggutan District
 330000 Nanchang, Jiangxi
 P.R. China

Insulin Pen Needles
 Closed Suction Catheters
 Sterile Tracheal Tubes for Single Use
 Disposable Silicone Laryngeal Masks
 Disposable Circumcision Staplers
 Suction Catheters

Aspects of Manufacture concerned with Securing and Maintaining Sterile Conditions:
 Drainage Bags
 Male External Catheters

Notified Body
 Wenxiang Zhang

Date: 2020-04-13

Certificate
 The Certification Body of
 TÜV Rheinland LGA Products GmbH

hereby certifies that the organization
Nanchang Yili Medical Instrument Co., Ltd
 Room 908, 101# Building, JLH605-B01
 Greenland International Exp Center
 Jiulong Road 1177, Honggutan District
 330000 Nanchang, Jiangxi
 P.R. China

has established and applies a quality management system for medical devices for the following scope:
 (See attachment for Scope included)

Proof has been furnished that the requirements specified in
EN ISO 13485:2016
 are fulfilled. The quality management system is subject to yearly surveillance

Effective Date: 2020-04-13
 Certificate Registration No.: SX 60146270 0001
 An audit was performed Report No.: 50307115 002
 This Certificate is valid until: 2023-02-12

Certification Body
 TÜV Rheinland LGA Products GmbH - Tillystraße 2 - 90431 Nürnberg
 Tel.: +49 221 696-1371 Fax: +49 221 696-3830 e-mail: cert-nachricht@tuv.com http://www.tuv.com/cert

EC Certificate
 Directive 93/42/EEC Annex II, excluding Section 4
 Full Quality Assurance System
 Medical Devices

Registration No.: HD 60146267 0001
 Report No.: 50307115 002

Manufacturer: Nanchang Yili Medical Instrument Co., Ltd
 Room 908, 101# Building, JLH605-B01
 Greenland International Exp Center
 Jiulong Road 1177, Honggutan District
 330000 Nanchang, Jiangxi
 P.R. China

Products: Sterile Tracheal Catheters for Single Use

Expiry Date: 2024-05-26

The Notified Body hereby declares that the requirements of Annex II, excluding section 4 of the directive 93/42/EEC have been met for the listed products. The above named manufacturer has established and applies a quality assurance system, which is subject to periodic surveillance, defined by Annex V, section 4 of the aforementioned directive. For placing on the market of class IIb devices covered by this certificate an EC design-examination certificate according to Annex II, section 4 is required.

Effective Date: 2020-04-13
 Date: 2020-04-13

TÜV Rheinland LGA Products GmbH - Tillystraße 2 - 90431 Nürnberg
 TÜV Rheinland LGA Products GmbH is a Notified Body according to Directive 93/42/EEC concerning medical devices with the identification number 0197.

TÜV Rheinland
LGA Products GmbH
Tillystraße 2, 90431 Nürnberg

Doc 1/3, Rev 6

Attachment to Certificate
 Registration No.: SX 60146270 0001
 Report No.: 50307115 002

Organization: Nanchang Yili Medical Instrument Co., Ltd
 Room 908, 101# Building, JLH605-B01
 Greenland International Exp Center
 Jiulong Road 1177, Honggutan District
 330000 Nanchang, Jiangxi
 P.R. China

Scope: Design and Development, Manufacture and Distribution of Insulin Pen Needles, Closed Suction Catheters, Sterile Tracheal Tubes for Single Use, Disposable Silicone Laryngeal Masks, Disposable Circumcision Staplers, Suction Catheters, Drainage Bags and Male External Tubes

Effective Date: 2020-04-13
 Date: 2020-04-13

EC Certificate
 Directive 93/42/EEC Annex V
 Production Quality Assurance
 Medical Devices

Registration No.: DD 60146267 0001
 Report No.: 50307115 002

Manufacturer: Nanchang Yili Medical Instrument Co., Ltd
 Room 908, 101# Building, JLH605-B01
 Greenland International Exp Center
 Jiulong Road 1177, Honggutan District
 330000 Nanchang, Jiangxi
 P.R. China

Products: Medical Devices
 (See attachment for products included)

Expiry Date: 2024-05-26

The Notified Body hereby declares that the requirements of Annex V of the directive 93/42/EEC have been met for the listed products. The above named manufacturer has established and applies a quality assurance system, which is subject to periodic surveillance, defined by Annex V, section 4 of the aforementioned directive. For placing on the market of class IIb and class III devices covered by this certificate an EC type-examination certificate according to Annex II is required.

Effective Date: 2020-04-13
 Date: 2020-04-13

TÜV Rheinland LGA Products GmbH - Tillystraße 2 - 90431 Nürnberg
 TÜV Rheinland LGA Products GmbH is a Notified Body according to Directive 93/42/EEC concerning medical devices with the identification number 0197.

مسيرة شركة YILI MEDICAL



الميزات:

1. كيس تصريف بول مزود بحجرة قياس لكمية البول.
2. مزود بصمام مانع للارتداد.
3. مزود بعلامات تدريج واضحة على كيس البول ومقياس لكمية البول.
4. مزود بفتحة لأخذ العينات دون إبرة.
5. مزود بفلتر تهوية طارد للماء.
6. مزود بأنبوب غير قابل للالتواء: طوله 120-140 سم.
7. مزود بمشبك اختياري.
8. مزود بفتحة سفلية يمكن تثبيتها لأعلى الكيس لتجنب التلوث.
9. يأتي مزوداً بعدة خيارات للتثبيت بواسطة أحزمة وشريط لاصق وخطاف لتعليقه على مختلف أنواع الأسرة والكراسي ذات الذراعين.
10. معقم بأكسيد الإيثيلين.



الصمام	السعة	رقم المنتج
صمام مؤشر لتدفق البول على شكل حرف T مع صمام ملتوي مانع للارتداد.	2000 مل + 200 مل	YL-PUB-T22
	2000 مل + 400 مل	YL-PUB-T24
	2000 مل + 500 مل	YL-PUB-T25
	2600 مل + 200 مل	YL-PUB-T62
	2600 مل + 400 مل	YL-PUB-T64
	2600 مل + 500 مل	YL-PUB-T65

التغليف: عبوة فقاعية فردية 20 قطعة / الكرتونية: المقاسات: 65 × 40 × 26 سم؛ 7600 قطعة / حاوية 20 قدم؛ 16400 قطعة / حاوية 40 قدم.

الصمام	السعة	رقم المنتج
صمام قلاب	2000 مل + 500 مل	YL-UUB-20005

التغليف: عبوة فقاعية فردية 20 قطعة / كرتونية: المقاسات: 60 × 31 × 40 سم؛ 6900 قطعة / حاوية 20 قدم؛ 14900 قطعة / حاوية 40 قدم.

- كيس تصريف بول دقيق

الميزات:

1. كيس تصريف بول مزود بحجرة قياس لكمية البول.
2. مزود بصمام مانع للارتداد.
3. مزود بعلامات تدريج واضحة على كيس البول ومقياس لكمية البول.
4. مزود بفتحة لأخذ العينات دون إبرة.
5. مزود بفلتر تهوية طارد للماء.
6. مزود بأنبوب غير قابل للالتواء؛ طوله 120-140 سم.
7. مزود بمشبك اختياري.
8. مزود بفتحة سفلية يمكن تثبيتها لأعلى الكيس لتجنب التلوث.
9. يأتي مزودًا بعدة خيارات للتثبيت بواسطة أحزمة وشريط لاصق وخطاف لتعليقه على مختلف أنواع الأسرة والكراسي ذات الذراعين.
10. مزود بثلاث حجر قياس لتسهيل قراءة الكميات الصغيرة بدقة.
11. معقم بأكسيد الإيثيلين.



رقم المنتج	السعة	الصمام
YL-PUB-T1	2600 مل + 400 مل	صمام تبديلي

التغليف: عبوة فقاعية فردية، 20 قطعة / كرتون؛ المقاسات: 28 × 38 × 68 سم؛
7100 قطعة / حاوية 20 قدم؛ 15300 قطعة / حاوية 40 قدم.

الميزات:

1. كيس تصريف بول مزود بحجرة قياس لكمية البول.
2. مزود بصمام مانع للارتداد.
3. مزود بعلامات تدريج واضحة على كيس البول ومقياس لكمية البول.
4. مزود بفتحة لأخذ العينات دون إبرة.
5. مزود بفلتر تهوية طارد للماء.
6. مزود بأنبوب غير قابل للالتواء؛ طوله 120-140 سم.
7. مزود بمشبك اختياري.
8. مزود بفتحة سفلية يمكن تثبيتها لأعلى الكيس لتجنب التلوث.
9. يأتي مزودًا بعدة خيارات للتثبيت بواسطة أحزمة وشريط لاصق وخطاف لتعليقه على مختلف أنواع الأسرة والكراسي ذات الذراعين.
10. مزود بحجرتين قياس لتسهيل قراءة الكميات الصغيرة بدقة.
11. معقم بأكسيد الإيثيلين.



رقم المنتج	السعة	الصمام
YL-PUB-T2	2600 مل + 400 مل	صمام تبديلي

التغليف: عبوة فقاعية فردية، 20 قطعة / كرتون؛ المقاسات: 28 × 38 × 68 سم؛ 7100
قطعة / حاوية 20 قدم؛ 15300 قطعة / حاوية 40 قدم.

الميزات:

1. للاستخدام الفاخر.
2. مزود بصمام مانع للارتداد.
3. مزود بعلامات تدريج واضحة.
4. مزود بفتحة لأخذ العينات دون إبرة.
5. مزود بأنبوب غير قابل للالتواء؛ طوله 90 سم.
6. مزود بمشبك اختياري.
7. مزود بفتحة سفلية يمكن تثبيتها لأعلى الكيس لتجنب التلوث.
8. يمكن تثبيته بواسطة أشرطة أو خطاف لتعليقها على أنواع مختلفة من الأسرة والكراسي ذات الذراعين.
9. معقم بأكسيد الإيثيلين.
10. التغليف - عبوة فقاعية فردية، 50 قطعة/ الكرتون:



(YL-LUB-2)

رقم المنتج	السعة	الصمام
YL-LUB-1	2000 مل	صمام تبداي
YL-LUB-2	2000 مل	صمام تبداي

الكرتونة: 50 قطعة / الكرتون؛ المقاسات: 30 × 40 × 56 سم؛ 14700 قطعة/ حاوية 20 قدم؛ 41100 قطعة/ حاوية 40 قدم.



(YL-LUB-1)

الميزات:

1. كيس مزود بطبقة بلاستيكية سميكة للغاية وحلقات معززة تتحمل وزن كيس ممتلئ دون أن تتمزق.
2. مزود بموصل مدبب ومضلع، يمكن توصيله بالقسطرة بإحكام.
3. مزود بفتحة لأخذ العينات دون إبرة.
4. مزود بصمام مانع للارتداد عند توصيل الأنابيب بالكيس.
5. الجزء الأمامي من الكيس مزود بتقسيمات متدرجة بزيادات تصل إلى 100 مل لتساعد في تقدير كمية البول في الكيس.
6. مزود بصمام قلاب، وأنبوب الصمام يأتي بعرض 1 سم مما يسمح بتصريف البول اللزج.
7. معقم، للاستعمال الواحد فقط.
8. التغليف: عبوة فقاعية فردية، 100 قطعة / الكرتون.

الميزات:

1. مزود بصمام قلاب، وأنبوب الصمام يأتي بعرض 1 سم مما يسمح بتصريف البول اللزج؛
2. يمكن تثبيته بواسطة أشرطة أو خطاف لتعليقها على أنواع مختلفة من الأسرة والكراسي ذات الذراعين؛
3. مزود بصمام مانع للارتداد؛
4. مزود بعلامات تدريج واضحة؛
5. مزود بفتحة لأخذ العينات دون إبرة؛
6. مزود بأنبوب غير قابل للتواء؛ طوله 90 سم؛
7. مزود بمشبك اختياري؛
8. معقم بأكسيد الإيثيلين، للاستعمال الواحد فقط.
9. التغليف: عبوة فقاعية فردية، 100 قطعة / الكرتون.



رقم المنتج	السعة	الصمام
YL-LUB-V2-	2000 مل	صمام قلاب

الكرتونة: 100 قطعة / الكرتون؛ المقاسات: 32 × 36 × 56 سم؛
40000 قطعة / حاوية 20 قدم؛ 86000 قطعة / حاوية 40 قدم.



رقم المنتج	السعة	الصمام
YL-LUB-F1-	1000 مل	صمام قلاب
YL-LUB-F2-	1000 مل	صمام قلاب

الكرتونة: 100 قطعة / الكرتون؛ المقاسات: 32 × 36 × 56 سم؛
40000 قطعة / حاوية 20 قدم؛ 86000 قطعة / حاوية 40 قدم.

- كيس تصريف بول للتثبيت على الساق

الميزات:

1. أكياس تصريف بول تثبت على الساق
2. مزودة بأشرطة تثبيت لكل كيس.
3. مزودة بحزام ساق متين يدوم لمدة أسبوع دون تمزق.
4. التغليف: عبوة من البولي إيثيلين، 250 قطعة/ الكرتونة:

رقم المنتج	السعة	الصمام
YL-SUB-C500-	500 مل	صمام تبديلي
YL-SUB-C600-	600 مل	
YL-SUB-C750-	750 مل	
YL-SUB-C800-	800 مل	

الكرتونة: 250 قطعة / صندوق؛ المقاسات: 54x40x29 سم؛
100000 قطعة / حاوية 20 قدم؛ 210000 قطعة / حاوية 40 قدم.



الميزات:

1. أكياس تصريف بول تثبت على الساق مزودة بصمام مانع للارتداد كمعيار
2. تأتي بسعة 750 مل مع أنابيب ذات أطوال مختلفة.
3. مزودة بشريطين للتثبيت مع طبقة سيليكون غير قابلة للانزلاق.
4. مقبض الصنبور المثبت على أكياس الساق يمكن تشغيله بزاوية 180 درجة مما يجعله سهل الاستخدام ويقلل من خطر الفتح العرضي.
5. يوفر نظام الربط اتصالاً آمناً ومحكماً بأكياس القسطرة وأكياس التصريف الليلي.
6. مزودة بفتحة لأخذ العينات دون إبرة.
7. يمكن أن يدوم كيس تصريف البول المثبت على الساق حتى 7 أيام.
8. التغليف: عبوة فقاعية فردية، 50 قطعة/ الكرتونة:

رقم المنتج	السعة	الصمام
YL-UBL-750-	750 مل	مقبض رافعة

الكرتونة: 50 قطعة / صندوق؛ المقاسات: 40x30x35 سم؛
30000 قطعة / حاوية 20 قدم؛ 64200 قطعة / حاوية 40 قدم.



الميزات:

1. المواد: كلوريد متعدد الفينيل غير سام.
2. مزود بعلامات تدريج واضحة.
3. مزود بتصميم مانع للارتداد.
4. فتحة سفلية.
5. طول الأنبوب: 90 سم، مقاوم للالتواء.
6. معقم بأكسيد الإيثيلين.
7. للاستعمال الواحد فقط.
8. حاصل على شهادة المطابقة الأوروبية (CE) والآيزو (ISO) وشهادة إدارة الغذاء والدواء (FDA).
9. التغليف: عبوة فردية من البولي إيثيلين، 10 قطع/كيس، 250 قطعة/كرتون.

(YL-SUB-C)

الصمام	السعة	رقم المنتج
صمام دفع وسحب	1000 مل	YL-SUB-C1000
	2000 مل	YL-SUB-C2000
صمام تبديلي	1000 مل	YL-SUB-C1000
	2000 مل	YL-SUB-C2000-




(YL-SUB-P)

الكرتونة: 250 قطعة / الكرتونة؛ المقاسات: 52 × 43 × 48 سم؛ 59000 قطعة/ حاوية 20 قدم؛ 127000 قطعة/ حاوية 40 قدم.

جامع بول للأطفال

الميزات:

1. مصنوع من كلوريد متعدد الفينيل غير سام، وورق لاصق وإسفنج (خالي من اللاتكس).
2. الحجم: 100 مل، 150 مل، 200 مل.
3. يستخدم لتوجيه السوائل وجمع البول للأطفال.
4. اللاصق جيد الالتصاق بالبشرة.
5. يأتي في كيس بولي فربي قابل للنزع أو عبوة فقاعية معقمة.
6. معقم بغاز أكسيد الإيثيلين.




رقم المنتج	السعة	الصمام
YL-PUC-001-	طفل ذكر	100 مل
YL-PUC-002-	طفل ذكر	200 مل
YL-PUC-003-	طفل ذكر	150 مل
YL-PUG-001-	طفل أنثى	100 مل
YL-PUG-002-	طفل أنثى	200 مل
YL-PUG-003-	طفل أنثى	150 مل

الكرتونة: 250 قطعة / الكرتونة؛ المقاسات: 54 × 28 × 43 سم؛
100000 قطعة / حاوية 20 قدم؛ 215000 قطعة / حاوية 40 قدم.

كيس تصريف بول


الميزات:

1. المواد: كلوريد متعدد الفينيل غير سام.
2. مزود بعلامات تدريج واضحة.
3. مزود بتصميم مانع للارتداد.
4. طول الأنبوب: 90 سم، مقاوم للالتواء.
5. معقم بأكسيد الإيثيلين
6. للاستعمال الواحد فقط
7. حاصل على شهادة المطابقة الأوروبية (CE) والآيزو (ISO) وشهادة إدارة الغذاء والدواء (FDA).
8. التغليف: عبوة فردية من البولي إيثيلين، 10 قطع/كيس، 250 قطعة/كرتون.



رقم المنتج	السعة
YL-SUB-A1000	1000 مل
YL-SUB-A2000	2000 مل

الكرتونة: 250 قطعة / الكرتونة؛
المقاسات: 52 × 43 × 48 سم؛
59000 قطعة/ حاوية 20 قدم؛
127000 قطعة/ حاوية 40 قدم.



(عبوة فردية من البولي إيثيلين)

(عبوة فقاعية فردية)